




Повязки медицинские серебросодержащие



D4Ag: поддерживает эластичность в ранах. Атравматична, не прилипает к ране. Секретонепроницаема и воздухопроницаема. Хорошо моделируется на ране.



D2Ag: активно сорбирует микробные тела и химические вещества. Обладает дезодорирующим эффектом. Атравматична, не прилипает к ране. Воздухопроницаема. Хорошо моделируется на ране.



D1Ag: очень хорошая впитывающая способность. Атравматична, не прилипает к ране. Воздухопроницаема. Имеет хороший буферный эффект. Хорошо моделируется на ране.

Область применения



**Гранулирующая
рана**



**На пересаженную
кожу**



Ожоговая рана



Трофическая язва



Ссадины



Пролежень



Скальпированная рана



Резанная рана

Размер рынка



Беларусь



Россия



готов ответить на Ваши вопросы!

itmed.by

Руководитель проекта: Глуткин Александр Викторович

Контакты: моб. тел. +375(33)3256560

email: glutkinalex@mail.ru